



## HCT-15/Taxol 人结直肠癌紫杉醇耐药株专用培养基

### 细胞基本信息

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞名称         | HCT-15/Taxol 人结直肠癌紫杉醇耐药株专用培养基                                                       |
| 细胞品牌         | 通物生物                                                                                |
| 细胞规格         | 125ml / 500ml                                                                       |
| 细胞形态         | 液体                                                                                  |
| 产品货期         | 现货                                                                                  |
| 细胞简介         | HCT-15/Taxol 细胞专用培养基已包含 HCT-15/Taxol 细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于 HCT-15/Taxol 细胞的培养。 |
| 细胞培养视频       | <a href="#">常见细胞的传代.mp4</a>                                                         |
| 细菌检测         | 阴性                                                                                  |
| 真菌检测         | 阴性                                                                                  |
| 支原体检测        | 阴性                                                                                  |
| 培养基成份        | MEM+10%FBS+1%双抗                                                                     |
| 主要成分         | DMEM 培养基 445 ml；特级胎牛血清 50ml；P/S 青霉素-链霉素 5m                                          |
| 细胞生长实验       | 细胞生长良好，形态正常                                                                         |
| 内毒素含量(eu/mL) | ≤10                                                                                 |
| PH           | 7.2-7.4                                                                             |
| 储存条件         | 2℃-8℃，避光储存                                                                          |
| 运输条件         | 冰袋/快递运输                                                                             |



|      |                    |
|------|--------------------|
| 有效期  | 3 个月               |
| 供应范围 | 仅限于科研实验使用，不得用于其他用途 |

注意事项

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 使用产品时应注意无菌操作，避免污染                    |
| 2 | 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用 |
| 3 | 为保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中    |
| 4 | 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用            |
| 5 | 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面            |
| 6 | 培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用         |

售后服务

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>细胞予重发</b>                                                  |
| 1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等， <b>重发</b> 。                |
| 2. 收到细胞未开封，如出现污染状况， <b>重发</b> 。                               |
| 3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后， <b>重发</b> 。                         |
| 4. 常温发货细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后， <b>重发</b> 。 |
| 5. 常温发货的细胞静置 22 小时且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染经核实后， <b>重发</b> 。 |
| 6. 细胞活性问题在收到产品 3 天内提出真实实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后， <b>重发</b> 。   |
| <b>细胞不予重发</b>                                                 |



1. 客户操作造成细胞污染，**不重发**。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，**不重发**。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，**不重发**。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，**不重发**。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，**不重发**。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，**不重发**。

### 特别说明

上海通蔚生物客户在细胞培养过程中，有任何技术问题可以拨打免费服务电话 **021-54845833 或 15800441009**，我们随时给予实验中的免费解答。